

FICHE TECHNIQUE

GERMACID DSMVA HP

DESINFECTANT TERMINAL DES SURFACES ET DISPOSITIFS MEDICAUX PAR VOIE AERIEENNE (AEROSOLISATION)

BLOCS OPÉRATOIRES, CHAMBRES DE PATIENTS ET ZONES A RISQUE

BIOCIDE (GROUPE 1, TP2)

(Bactéricide, Fongicide/ Levuricide, Virucide, Sporocide)

N° d'enregistrement DMP : 12751/2020/4811-2024/ DM/DPS/DMP/18

Date : 30/11/2023

CARACTERISTIQUES

GERMACID D.S.M.V.A HP désinfectant terminal prêt à l'emploi de l'intégralité des surfaces (sol, mur, plafond), des dispositifs médicaux et de mobiliers d'une pièce par propulsion dans l'air à l'aide de pulvérisateurs automatiques (générateur mobile d'aérosol, générateur d'atomisation autonome).

Il permet

GERMACID D.S.M.V.A HP Permet la maîtrise des risques infectieux par traitement de toutes les surfaces en contact avec l'air par saturation du local.

La désinfection par **GERMACID D.S.M.V.A HP** s'effectue hors présence humaine.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Traiter hors présence humaine et animale.
- Couper les alimentations de gaz.
- Déconnecter les détecteurs de fumées et les cellules photoélectriques commandant l'ouverture des portes.
- Stopper les ventilations et fermer toutes les issues du local.
- Quitter le local en s'assurant du bon fonctionnement du produit et maintenir le local clos.
- Signaler le traitement à tous les accès.
- Ventiler les locaux en air neuf, pendant 1 heure minimum avant réutilisation.
- Délai de réoccupation du local à l'issue du temps de contact et de ventilation.

DOMAINE D'UTILISATION

Désinfection fréquente et prophylactique en milieu médical des surfaces, matériels et dispositifs médicaux des blocs opératoires, services de soins intensifs, salles de soins, chambres de malades, et blanchisserie.

GERMACID D.S.M.V.A HP s'utilise en :

Désinfection préventif

- à la suite d'un nettoyage manuel (nettoyage approfondi ou mise à blanc)
- Avant la mise en fonctionnement d'une salle blanche neuve (nouvelle construction)
- Avant la remise en fonctionnement d'une salle blanche existante suite à un arrêt technique
- Avant une intervention de maintenance
- Après une intervention de maintenance

Désinfection curative

- A la suite d'une contamination microbiologique constatée

GERMACID DSV/A HP

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax: (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

AVANTAGES

- Désinfection préventive et curative
- Produit prêt à l'emploi
- Utilisable par diffusion
- compatibilité avec les matériaux et dispositifs médicaux
- Consommation : 6 à 8 ml/m²
- Formulé sans aldéhyde, sans phénol
- ne laisse pas de traces après séchage

MODE D'EMPLOI

Désinfection par voie aérienne

- Nettoyer la pièce
- Installer le diffuseur (générateur Mobile d'aérosol, Générateur d'atomisation autonome)
- Remplir le réservoir ou placer le bidon dans le diffuseur.
- Fermer les portes et fenêtres de la salle
- Adapter la programmation selon la surface à traiter.
- Activer le diffuseur et quitter la pièce.
- Après un temps de contact de deux heures, bien ventiler la pièce avant réutilisation.

COMPOSITION QUALITATIVE

INGREDIENTS

- Alcool éthylique 96°
- Chlorure de N- alkyl didécyl diméthyl benzyl ammonium
- chlorure de N-alkyl dimethyl benzyl ammonium
- Bis [3-aminopropyl] dodecylamine
- Chlorhexidine digluconate

N° CAS

64-17-5
7173-61-5
8001-54-5
2372-82-9
55-56-1

DOSE

255 mg/g (v/v)
2.5 mg/g (v/v)
1.5 mg/g (v/v)
1 mg/g (v/v)
0,2 mg/g (v/v)

SPECTRE D'ACTION MICROBIOLOGIQUES

Activités	Normes	Actif sur	Temps de contact	Taux de reduction
Bactéries	NM EN 1040	Escherichia coli ATCC25922	10 minutes	8 log10
	NM EN 1276	Staphylococcus aureus ATCC25923	10 minutes	8 log10
	NM EN 13727	Enterococcus faecalis ATCC 29212	10 minutes	8 log10
Levures / Moisissures	MN EN 1275	Candida albicans	10 minutes	8 log10
	MN EN 1620	Aspergillus niger	10 minutes	8 log10
	NM EN13624		10 minutes	8 log10
Sporocide	MN EN 14347	Bacillus cereus	30 minutes	8 log10
	NM EN13704		30 minutes	8 log10

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Biocide a usage exclusivement professionnel destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2)

Respecter les précautions et doses d'emploi

Se référer aux Informations disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité et sur l'étiquette.

Produit à stocker dans son emballage d'origine : de +5°C à +35°C.

STOCKAGE

Produit se conserve 24 mois dans son emballage d'origine fermé et 6 mois après ouverture de l'emballage

Température de stockage : entre 5°C à 25 °C..

CONDITIONNEMENT

Bidon 5 litres (réf : 30-1118DVA5/HM)

Bidon 10 litres (réf : 30-1118DVA20/HM)

GERMACID DSVA HP

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim – Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahloubisnesse@hotmail.com