FICHE TECHNIQUE
GERMACID SHA SURFASPRAY
NETTOYANT DESINFECTANT RAPIDE MOUSSE ACTIVE PRET SANS RINÇAGE
surfaces, des structures externes des équipements et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs en milieu médical
Dispositif médical de la classe IIa
N° d'enregistrement DMP : 20295/2020/4812-2024/DM/DPS/DMP
Date : 11/03/2024

PRESENTATION
GERMACID SHA SURFASPRAY
Nettoyant désinfectant mousse active en spray à mousse active sans aldéhyde, destinée pour le nettoyage et la désinfection rapide par pulvérisation et par essuyage des surfaces des structures externes des équipements et des dispositifs médicaux en contact direct avec les patients et le personnel médical telles que chariots, paillasses, tables d'examen, mobilier de bloc opératoire, etc.

GERMACID SHA SURFASPRAY
Est doté d'excellentes propriétés désinfectante et nettoyante, et ne laisse pas de traces après séchage.

LES POINTS FORTS DE GERMACID SHA SURFASPRAY
- Double action : Nettoyant désinfectant
- Désinfection rapide et à large spectre d'action antimicrobienne
- Ne laisse ni trace au séchage, ni film gras après pulvérisation.
- Utilisation manuelle avec lavette microfibre ou non tissée
- Système de pulvérisation mousse active économique
- Formulé sans EDTA et sans NTA
- Grande compatibilité avec les matériaux.
- Séchage rapide
- Mousse adhérente

PRESENTATION ET INDICATIONS
Mousse dense détergente et désinfectante, prête à l'emploi, formulée pour le nettoyage et la désinfection en une seule étape :
- **Surfaces & Équipements** : Structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse) et surfaces des divans d'examen
- **Dispositifs médicaux :** Classe IIa. Destiné aux dispositifs non invasifs et non immergeables (sondes échographiques classiques, tensiomètres, câbles, capteurs de pression, testeurs de glycémie, etc.).
- **Application Biocide** : Conforme aux réglementations TP2 (surfaces) et TP4 (surfaces en contact avec les denrées alimentaires, avec rinçage obligatoire dans ce cas précis.

COMPOSITION
Eau, Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Dialkyl en C8-10 diméthyl ammonium chloride, 2-propanol , Oxide de lauryl dimethyl amine, chlorhxedine digluconate.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- ✓ Etat physique : liquide clair
- ✓ Couleur : bleu clair
- ✓ Odeur : caractéristique
- ✓ pH : 6.5 à 7
- ✓ Densité : 0,976
- ✓ Durée de conservation: 24 mois (non ouvert) et 6 mois après ouverture de l'emballage

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél.:/Fax :(212)35 64 42 42/Tél. :(212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. :(212)35 96 04 59
E-mail:lahloubisnesse@hotmail.com

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES SPECTRE D'ACTIVITÉ

Activités	Normes	Actif sur	Temps de contact	Taux de réduction (log)
Bactéries	NM EN 1040	Escherichia coli ATCC25922 Staphylococcus aureus ATCC25923 Enterococcus faecalis ATCC 29212	5 minutes	6.30 7.40 7.47
Levures / Moisissures	MN EN 1275	Candida albicans Aspergilus niger	5 minutes	7.36 7.22
Sporocide	MN EN 14347	Bacellus cereus	30 minutes	7.31

BONNES PRATIQUES D'APPLICATION

- **Ne pas mélanger :** N'associez jamais ce produit à d'autres détergents ou désinfectants (notamment l'eau de Javel ou les produits anioniques), sous peine d'annuler son efficacité biocide.
- **Respect du temps de contact :** Pour que la désinfection soit réelle, la surface doit rester visiblement humide pendant toute la durée d'action requise (généralement **3 à 5 minutes** pour les bactéries et virus courants).
- **Propreté du support :** En cas de souillure organique majeure ou visible (sang, sécrétions), effectuez un pré-nettoyage initial avec un premier essuyage avant d'appliquer la mousse de désinfection finale.

MODE D'EMPLOI

Produit **prêt à l'emploi** : Ne pas diluer.

- Appliquer la mousse directement sur la surface ou, idéalement, sur un essuie-tout en non-tissé propre, répartir uniformément sur la zone à traiter (consommation moyenne : 6 ml/m², soit ~10 pulvérisations).
- Laisser agir selon le spectre recherché (généralement 3 à 5 minutes pour une désinfection standard en cabinet).
- Sans rinçage : Laisser sécher à l'air libre.
  Exception : Rincer obligatoirement à l'eau potable si la surface entre en contact prolongé avec la peau, les muqueuses ou des aliments

Rendement exact d'un flacon de 750 ml

En respectant strictement ce dosage de 6 ml/m², un seul flacon de 750 ml offre un rendement élevé

- **Capacité totale de couverture :** 125 m² de surface traitée.
- **Nombre total de pressions par flacon :** 1 250 pulvérisations disponibles.

RESTRICTIONS D'USAGE ET COMPATIBILITE MATERIAUX

Compatibilité: Excellente tolérance avec les polymères sensibles (polycarbonate, plexiglas, verre, métaux) grâce à l'absence totale d'alcool.

SURFACES	COMPATIBILITÉ
Polyéthylène	Compatible
Polypropylène	Compatible
Polytetrafluoethylene	Compatible
Silicone rubber	Compatible
Rubber	Compatible
Acrylic glass	Compatible avec restriction
Acier inoxydable	Compatible
Aluminium et alliage	Compatible
Acier	Compatible
fer et étamé	Compatible
Surfaces peintes	Compatible
Armoire	Compatible

Restrictions d'usage

Pas d'immersion : Ce produit est strictement destiné aux surfaces et structures externes. Ne jamais y immerger de dispositifs médicaux.

Dispositifs non invasifs uniquement : Ne pas utiliser pour la désinfection de dispositifs médicaux invasifs (instruments chirurgicaux, aiguilles).

Cas particulier du rinçage : Le produit est sans rinçage. Toutefois, un rinçage à l'eau potable est **obligatoire** dans deux situations précises :

- Si la surface ou le dispositif médical entre en contact direct et prolongé avec la peau ou les muqueuses (ex: capteurs, sondes externes).
- Si la surface entre en contact avec des denrées alimentaires.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Dangereux-respectez les précautions d'emploi.
- Stockage : entre +5°C et +25°C.
- Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.
- Utiliser les biocides avec précaution.
- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces et dispositifs médicaux
- Usages exclusivement professionnels.
- Dispositif médical de la classe IIa
- biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4)

PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET MANIPULATION

- **Port de gants obligatoire :** Utilisez des gants de protection en nitrile ou en néoprène lors de chaque application pour éviter le dessèchement de la peau.
- **Pas d'inhalation :** Le pistolet diffuseur génère une mousse dense pour limiter les aérosols. Ne modifiez pas l'embout et ne tentez pas de pulvériser le produit en brouillard fin.
- **Contact oculaire :** Évitez tout contact avec les yeux. En cas de projection accidentelle, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Se conserve dans son emballage d'origine fermé entre +5°C et +25°C à l' abri de la lumière.
Température de conservation : Stockez les flacons en position verticale dans un endroit sec, à une température comprise entre **+5°C et +25°C**. Protégez-les du gel et de la lumière directe du soleil.
Fin de vie : Ne rejetez pas le produit pur dans l'environnement ou les canalisations. Éliminez le flacon et les lingettes/essuie-tout souillés conformément aux procédures d'élimination des déchets de votre établissement de santé

STABILITE :

GERMACID SHA SURFASPRAY est stable dans les conditions de stockage recommandé
Flacon fermé: 2 ans à partir de la date de production indiquée sur l'étiquette et 6 mois après ouverture
Le produit **GERMACID SHA SURFASPRAY** ne doit pas être mélangé avec un autre produit
Évité toute contamination du produit par un corps étranger ou des impuretés.