



Réf : DSHA/AQ-016/20

Etablie le : 22/02/2023

Version : 01

Revision : 00

FICHE TECHNIQUE

GERMACID E4 ANTITACHE SURFASPRAY

DETERGENT DETACHANT ET NEUTRALISANT PROFESSIONNEL HAUTE PERFORMANCE

GERMACID E4 ANTITACHE SURFASPRAY

Détergent détachant et neutralisant professionnel prêt à l'emploi, spécialement développée pour l'hygiène hospitalière et le traitement de la propreté en zones critiques. Sa formule technique haute performance assure une double action simultanée :

- **Une action de décoloration chimique immédiate** : Elle neutralise instantanément les pigments bruns et tenaces de l'iode actif (povidone iodée, Bétadine, solution de Lugol) en les transformant en composés incolores et solubles dans l'eau.
- **Une action tensioactive ciblée** : Elle fragmente, décolle et solubilise efficacement les chaînes de protéines complexes contenues dans le sang frais ou séché, ainsi que les autres matières organiques.

Grâce à sa formulation à pH neutre, le produit respecte l'intégrité des supports sans ternir les couleurs ni altérer les matériaux sensibles, évitant ainsi le remplacement prématuré des revêtements et des textiles professionnels.

SECTEURS D'ACTIVITE

- **Blocs opératoires** : Nettoyage des surfaces après les interventions chirurgicales.
- **Salles de soins et d'exams** : Zones de petite chirurgie, de pansements et d'injections.
- **Services d'urgence et de réanimation** : Nettoyage des box de déchocage et d'accueil.
- **Services de gynécologie et maternité** : Zones à forte utilisation d'antiseptiques iodés.
- **Blanchisseries hospitalières** : Prétraitement du linge professionnel et des draps d'examen.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- **Action ciblée** : Solubilise et neutralise les pigments bruns de l'iode et les protéines du sang.
- **Formulation** : Solution aqueuse prête à l'emploi (souvent en spray de 500 ml à 750 ml).
- **pH** : Neutre ou légèrement alcalin (alentour de 7.8) pour respecter les matériaux.
- **Surfaces compatibles** : Sols lavables, revêtements, blocs opératoires, blouses et textiles professionnels.

APPLICATIONS PRINCIPALES :

Élimination des taches d'iode et des tache de sang et des souillures organiques et minirales.

SUPPORTS ET SURFACES ELIGIBLES

- **Sols et revêtements** : Sols plastiques (PVC), linoléums, carrelages, résines de bloc et joints.
- **Mobilier médical** : Tables d'examen, divans de soin, potences, plans de travail en inox ou stratifiés.
- **Textiles professionnels** : Blouses en coton ou polyester-coton, draps, champs opératoires réutilisables

MODE D'EMPLOI ET APPLICATION

- **Pulvérisation** : Vaporiser directement le produit pur sur la tache fraîche ou incrustée.
- **Temps de contact** : Laisser agir entre 5 et 15 minutes selon l'intensité de la tache.
- **Nettoyage** : Frotter légèrement avec un chiffon microfibre ou une lavette, puis rincer abondamment à l'eau claire si nécessaire

COMPOSITION PRINCIPALE :

- **Agent réducteur ciblé** : ≤ 10%
- **Agents de surface non ioniques** : ≤ 5%
- **Citramonium chloride** : ≤ 3%
- **Complexe enzymatique** : ≤ 2%
- **Excipients** : Eau purifiée
-

PROPRIETES TECHNIQUES & COMPATIBILITE MATERIAUX

- **Efficacité** : Décoloration et solubilisation chimique immédiate des taches brunes d'iode.
- **Compatibilité surfaces** : Sols plastiques (PVC), linoléums, carrelages, acier inoxydable, surfaces vitrées et résines de blocs.
- **Compatibilité textiles** : Blouses en coton, polyester-coton, draps d'examen (faire un test préalable sur textiles très délicats ou colorés)

MODE D'EMPLOI & DOSAGE

- **Dosage** : Prêt à l'emploi (ne pas diluer).
- **Consommation moyenne** : Environ 4 ml / m²

Protocole d'application :

- **Pulvériser** uniformément sur la tache à traiter.
- **Laisser agir** pendant 5 à 15 minutes selon l'ancienneté de la tache.
- **Frotter légèrement** à l'aide d'un chiffon microfibre ou d'une brosse souple si la tache est incrustée.
- **Essuyer et rincer** soigneusement à l'eau claire (obligatoire pour stopper l'action chimique sur les textiles)

CONDITIONNEMENT & STOCKAGE

- **Formats standards** : Flacon spray de 750 ml ou bidon de recharge de 5 Litres.
- **Stockage** : Conserver dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (5°C à 35°C)

SECURITE ET ENVIRONNEMENT

- **Statut réglementaire** : Produit réservé à un usage strictement professionnel.
- **EPI recommandés** : Porter des gants de protection et éviter la respiration directe des aérosols de pulvérisation.
- **Élimination** : Ne pas rejeter le produit pur dans les égouts ou les cours d'eau